

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Adora2B ウサギ ポリクローナル抗体 - P29275

商品番号: CM0024383



前書き

ヒトアデノシン受容体A2b (ADORA2B) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。アデノシンシグナリングおよびGPCR研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADORA2B ウサギ pAb
備考/別名	ADORA2; ADORA2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	136
GeneID	136
免疫原	合成ペプチド ヒトADORA2B (NP_000667.1) のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P29275
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ