

Wb、Elisa用Anti-Adora3ポリクローナル抗体 - P0Dms8

商品番号: CM0022160



前書き

ヒトADORA3（A3アデノシン受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。GPCRシグナル伝達および免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADORA3 Rabbit pAb
備考/別名	A3AR; ADORA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140
GeneID	140
免疫原	合成ペプチド ヒトADORA3 (NP_000668.1) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P0DMS8
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ