

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Adra1Aポリクローナル抗体 - P35348

商品番号: CM0014233



前書き

ヒトADRA1A（アルファ1Aアドレナリン受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。カテコールアミンシグナル伝達および心臓機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRA1A ウサギpAb
略称/別名	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	148
GeneID	148
免疫原	ヒトADRA1A（NP_150646.3）のアミノ酸346～475に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35348
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	氷袋