

Wb、Elisa用抗Adra1Aウサギモノクローナル抗体 - P35348

商品番号: CM0009539



前書き

ヒトADRA1A（ α 1Aアドレナリン受容体）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAに適しています。ヒトおよびマウス試料中の約51

kDaのADRA1Aを検出します。GPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRA1AウサギmAb
備考/別名	ADRA1C; ADRA1LI; ALPHA1AAR; ADRA1A
種	ヒト
GeneID	148
免疫原	ヒトADRA1A（P35348）のアミノ酸150～250に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35348
タンパク質分子量	51 kDa
輸送	保冷剤