


Anti-Adra2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P08913

商品番号: CM0025251



前書き

Anti-ADRA2Aウサギポリクローナル抗体、WBおよびELISAで検証済み。51kDaのバンドを検出し、ヒト、マウス、ラットのADRA2Aと交差反応します。GPCRシグナル伝達、心血管、および神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRA2A Rabbit pAb
備考/別名	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	150
GeneID	150
免疫原	組換えタンパク質；ヒトADRA2A（NP_000672.3）のアミノ酸240-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08913
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋