


WbおよびElisa用Anti-Adra2Bポリクローナル抗体 - P18089

商品番号: CM0025643



前書き

ヒトAlpha-

2Bアドレナリン受容体（ADRA2B）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットと反応します。血圧調節、GPCRシグナル伝達、および代謝プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRA2B Rabbit pAb
備考/別名	FAME2; ADRA2L1; ADRARL1; ADRA2RL1; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; ADRA2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	151
GeneID	151
免疫原	合成ペプチド ヒトADRA2B（NP_000673.2）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18089
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバーバック