

Wb、Elisa用 Anti-Adra2C ウサギポリクローナル抗体 - P18825

商品番号: CM0021483



前書き

ヒトADRA2C（アルファ2Cアドレナリン受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAで検証済み；ヒトおよびマウスと交差反応します。血圧、脂肪分解、インスリン放出、および神経伝達に関する心血管および神経学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRA2C Rabbit pAb
備考/エイリアス	ADRA2L2; ADRA2L2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	152
GeneID	152
免疫原	ヒトADRA2C (NP_000674.2) のアミノ酸240-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P18825
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷バック