


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Adrb2ウサギポリクローナル抗体 - P07550

商品番号: CM0019647



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質抗ADRB2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。心臓血管・代謝研究における β 2アドレナリン受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRB2 Rabbit pAb
別名	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	154
遺伝子ID	154
免疫原	合成ペプチド ヒトADRB2 (NP_000015.1) のアミノ酸300~400番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07550
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷剤