


Anti-Adrb3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P13945

商品番号: CM0027361



前書き

ヒトADRB3（ベータ3アドレナリン受容体）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。熱産生、脂肪分解、GPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRB3 Rabbit pAb
備考/別名	BETA3AR; ADRB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	155
遺伝子ID	155
免疫原	合成ペプチド：ヒトADRB3 (NP_000016.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13945
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ