

抗Adrbk2（Grk3、Bark2）ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P35626

商品番号: CM0023564

前書き

ヒトADRBK2（GRK3/BARK2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。GPCRシグナル伝達および脱感作の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ADRBK2 ウサギ pAb
別名	BARK2; ADRBK2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	157
GeneID	157
免疫原	ヒトADRBK2（NP_005151.2）のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35626
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	保冷剤