

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Adrm1 ウサギポリクローナル抗体 - Q16186

商品番号: CM0030215



前書き

ADRM1（プロテアソームユビキチン受容体、Rpn13）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。プロテアソームおよびユビキチン研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADRM1 ウサギ pAb
備考/別名	ARM1; ARM-1; GP110; PSMD16; ADRM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11047
GeneID	11047
免疫原	ヒトADRM1 (NP_008933.2) のアミノ酸108-407に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16186
タンパク質分子量	42kDa
輸送	アイスパック