


抗Adslポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P30566

商品番号: CM0025815



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗ADSLポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。プリン生合成酵素であるアデニロコハク酸リアーゼを標的とし、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ADSL ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	158
GeneID	158
免疫原	ヒトADSLの1-310アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000017.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30566
タンパク質重量	55kDa
配送	アイスバッグ