

Wb・Elisa用 Anti-Adss 2 ウサギモノクローナル抗体 - P30520

商品番号: CM0002377



前書き

ヒトアデニロコハク酸シンテターゼアイソザイム2 (AdSS 2)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。プリン代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AdSS 2 ウサギmAb
備考/別名	ADEH; ADSS; ADSS 2; AdSS 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	159
GeneID	159
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30520
タンパク質分子量	50kDa
発送	氷袋