

## Adss ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P30520

商品番号: CM0025021



## 前書き

ヒトADSS（アデニルコハク酸シンテターゼ2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。プリンヌクレオチド生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ADSS ウサギpAb                                                 |
| 備考/別名      | ADEH; ADSS; ADSS 2                                          |
| 種          | ヒト                                                          |
| GeneID（ヒト） | 159                                                         |
| GeneID     | 159                                                         |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトADSS（NP_001117.2）のアミノ酸1～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                         |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                   |
| 用途         | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS      | P30520                                                      |
| タンパク質分子量   | 50kDa                                                       |
| 配送方法       | 氷袋                                                          |