

抗Aebp1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q8Iux7

商品番号: CM0019563

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質AEBP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞外マトリックス研究、脂肪細胞生物学、炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AEBP1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ACLP; AEBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	165
GeneID	165
免疫原	ヒトAEBP1の999-1158アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001120.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IUX7
タンパク質重量	131kDa
配送	アイスバッグ