

抗Aebp2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q6Zn18

商品番号: CM0030739



前書き

ヒトAEBP2（ジンクフィンガータンパク質AEBP2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。AEBP2は、H3K27トリメチル化および転写抑制を媒介するPRC2の補助サブユニットです。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AEBP2 ウサギpAb
備考/別名	AEBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	121536
GeneID	121536
免疫原	ヒトAEBP2の234-503アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_694939.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZN18
タンパク質重量	54kDa
配送	アイスバッグ