

WbおよびElisa用 Anti-Aer61/Eogt ウサギモノクローナル抗体 - Q5Ndl2

商品番号: CM0003734

前書き

ヒトEGFドメイン特異的O結合型N-アセチルグルコサミン転移酵素（EOGT/AER61）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。糖鎖生物学およびタンパク質修飾研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AER61 ウサギ mAb
備考/別名	AOS4; AER61; EOGT1; C3orf64
種	ヒト
GeneID (ヒト)	285203
GeneID	285203
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAER61（NP_775925.1）のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5NDL2
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ