

Wb、Elisa用 抗Aes ウサギポリクローナル抗体 - Q08117

商品番号: CM0026768

前書き

Wnt経路における転写共抑制因子であるAES/TLE5に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスで反応性を示します。UniProt Q08117。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AES ウサギ pAb
備考/別名	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
種	ヒト
遺伝子ID	166 (ヒト)
免疫原	ヒトAES (NP_945320.1) のアミノ酸1-264に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q08117
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ