

Wb、Elisa向け抗Aff4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhb7

商品番号: CM0028559



前書き

抗AFF4ウサギポリクローナル抗体（SWISS: Q9UHB7）。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウス試料における転写伸長複合体の研究に適しています。SEC複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AFF4 Rabbit pAb
備考 / 別名	MCEF; CHOPS; AF5Q31; AFF4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27125
遺伝子ID	27125
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAFF4 (NP_055238.1) のアミノ酸1～220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロッティング (WB)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHB7
タンパク質分子量	127kDa
輸送方法	氷袋