


Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Afg3L2モノクローナル抗体 - Q9Y4W6

商品番号: CM0010031



前書き

ヒトAFG3L2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアプロテアーゼおよび神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AFG3L2 Rabbit PolymAb®
備考／別名	OPA12; SCA28; SPAX5
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10939
遺伝子ID	10939
免疫原	ヒトAFG3L2のアミノ酸538～797 (NP_006787.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4W6
タンパク質分子量	89kDa
配送	保冷バッグ