


## Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) モノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc用 - Q9Y4W6

商品番号: CM0009080



### 前書き

#### Anti-AFG3L2

ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。脊髄小脳失調に関与するミトコンドリアm-AAAプロテアーゼであるヒト、マウス、ラットのAFG3L2（89 kDa）と反応します。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | AFG3L2 ウサギmAb                                                     |
| 別名         | OPA12; SCA28; SPAX5                                               |
| 対象種        | ヒト                                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10939                                                             |
| 遺伝子ID      | 10939                                                             |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトAFG3L2 (NP_006787.2) のアミノ酸538〜797番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                               |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                         |
| 用途         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS      | Q9Y4W6                                                            |
| タンパク質分子量   | 89kDa                                                             |
| 発送方法       | 氷袋                                                                |