


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Afg3L2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4W6

商品番号: CM0022339



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みのウサギ抗AFG3L2ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原を使用。ミトコンドリア内膜m-AAAプロテアーゼの研究および脊髄小脳失調症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AFG3L2ウサギpAb
備考／別名	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10939
遺伝子ID	10939
免疫原	ヒトAFG3L2 (NP_006787.2) のアミノ酸538～797に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4W6
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ