


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Afg3L2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4W6

商品番号: CM0021149



前書き

ヒトAFG3L2（m-AAAプロテアーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア品質管理および神経変性疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AFG3L2 ウサギ pAb
備考/別名	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10939
GeneID	10939
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAFG3L2（NP_006787.2）のアミノ酸538-797に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4W6
タンパク質分子量	89kDa
発送	アイスバッグ