

Wb、Elisa用抗Afmウサギポリクローナル抗体 - P43652

商品番号: CM0017198



前書き

ヒトアフミン（AFM）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。Wntシグナル伝達およびビタミンE輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AFMウサギpAb
備考／別名	ALF ; ALB2 ; ALBA ; AFM
種	ヒト
GeneID（ヒト）	173
GeneID	173
免疫原	ヒトAFM（NP_001124.1）のアミノ酸260～599に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P43652
タンパク質分子量	69kDa
輸送	保冷バッグ