

Wb用抗Agerモノクローナル抗体 - Q15109

商品番号: CM0008675



前書き

WB、IF、IHC、ELISAで検証済みのウサギ組換え抗AGER (RAGE)

モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。RAGEシグナル伝達、炎症、および加齢関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGER Rabbit Pol®
備考/別名	RAGE; sRAGE; SCARJ1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	177
遺伝子ID	177
免疫原	ヒトAGERのアミノ酸24-344に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001127.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15109
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ