

Wb、If-P、El用抗Agerラビットモノクローナル抗体 - Q15109

商品番号: CM0006575



前書き

ヒトAGER/RAGE（43kDa）に特異的なラビットモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しています。炎症、糖尿病合併症、および受容体介在性シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGER Rabbit mAb
備考/別名	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
種	ヒト
GeneID	177
免疫原	ヒトAGER組換えタンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15109
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ