

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ager (Rage) モノクローナル抗体 - Q15109

商品番号: CM0006432



前書き

ヒトAGER

(RAGE)に対する組換えウサギモノクローナル抗体。

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。炎症、糖尿病、神経変性疾患の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGER ウサギ mAb
備考/別名	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
種	ヒト
GeneID	177
免疫原	ヒトAGER (NP_001127.1)のアミノ酸24-344に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15109
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ