

Wb、Elisa用 Anti-Ager (Rage) ポリクローナル抗体 - Q15109

商品番号: CM0016419



前書き

ヒトAGER (RAGE)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。炎症、糖尿病合併症、神経変性疾患に関与するパターン認識受容体であるRAGEの細胞外ドメインを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGER ウサギ pAb
備考/別名	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
種	ヒト
GeneID	177
免疫原	ヒトAGER (NP_001127.1) のアミノ酸40-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15109
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ