

Anti-Ager (Rage) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q15109

商品番号: CM0016131



前書き

AGER (RAGE)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットに反応。終末糖化産物、糖尿病合併症、アルツハイマー病の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGER ウサギ pAb
備考/別名	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
種	ヒト
GeneID (ヒト)	177
GeneID	177
免疫原	ヒトAGERのアミノ酸30-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001127.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15109
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ