

抗アグレカン ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If、Elisa対応） - P16112

商品番号: CM0027279



前書き

ヒトアグレカンに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のアグレカンを検出し、軟骨基質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アグレカン ウサギpAb
別名	AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; アグレカン
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	176
GeneID	176
免疫原	ヒトアグレカン (NP_037359.3) のアミノ酸420～575番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16112
タンパク質分子量	261kDa
輸送方法	保冷剤