

Wb・Elisa用 抗Agk マウスモノクローナル抗体 - Q53H12

商品番号: CM0002497



前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの高品質抗AGKマウスモノクローナル抗体。LPA/PAの産生とタンパク質輸送に関与するミトコンドリア脂質キナーゼであるヒトアシルグリセロールキナーゼに特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGK マウスmAb
別名	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55750
遺伝子ID	55750
免疫原	ヒトAGK (NP_060708.1) のアミノ酸1-422番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q53H12
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤