

Wb、Elisa用 抗Agk ウサギ ポリクローナル抗体 - Q53H12

商品番号: CM0030337



前書き

ヒトAGKに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。AGKは、LPA/PA産生およびTIM22複合体を介したタンパク質輸送に関与するミトコンドリア脂質キナーゼです。代謝およびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGK ウサギ pAb
備考/別名	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55750
遺伝子ID	55750
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q53H12
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ