


Wb、If/Icc、Elisa用抗Agl（Gde）ウサギモノクローナル抗体 - P35573

商品番号: CM0004660



前書き

この抗AGL（GDE）ウサギモノクローナル抗体は、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示し、グリコーゲン脱分枝酵素の機能および局在研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGL ウサギmAb
備考/別名	GDE; AGL
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	178
遺伝子ID	178
免疫原	合成ペプチド：ヒトAGL（P35573）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35573
タンパク質分子量	175kDa
発送方法	保冷剤