

Anti-Agmat Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

商品番号: CM0007102

前書き

ヒトAGMATに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア性グアニジノ酸加水分解酵素（約38 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGMAT Rabbit mAb
備考/別名	AGMAT
種	ヒト
遺伝子ID	79814
免疫原	ヒトAGMAT（NP_079034.3）のアミノ酸1-352に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BSE5
タンパク質分子量	38 kDa
配送	氷袋