

Wb、If/Icc、Elisa用抗Agmatウサギポリクローナル抗体 - Q9Bse5

商品番号: CM0013145

前書き

ヒトおよびラットでの反応性を有し、WB、IF/ICC、ELISA用途でバリデーション済みの抗AGMATウサギポリクローナル抗体。アルギニン代謝および細胞解毒に関与する38

kDaのミトコンドリア酵素である内在性AGMAT（グアニジノ酸ヒドロラーゼ）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGMATウサギpAb
備考・別名	AGMAT
種	ヒト
遺伝子ID	79814
免疫原	ヒトAGMAT（NP_079034.3）のアミノ酸1〜352に相当する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BSE5
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ