

Wb、Elisa用Anti-Ago1ポリクローナル抗体 - Q9UL18

商品番号: CM0024837



前書き

AGO1 Rabbit pAbは、ヒトAGO1 N末端に対して作製されたウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のAGO1を検出できるため、RNAi経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGO1 Rabbit pAb
備考/別名	Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26523
GeneID	26523
免疫原	ヒトAGO1 (NP_036331.1) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UL18
タンパク質分子量	97kDa
配送	アイスバッグ