

Wb、Ip、Elisa用 抗Agpat1 ウサギポリクローナル抗体 - Q99943

商品番号: CM0028859

前書き

WB、IP、ELISAで検証済みのAGPAT1
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの
AGPAT1を検出。リン脂質生合成における重要なアシル
ルトランスフェラーゼ。脂質代謝研究に適しています
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGPAT1 ウサギ pAb
備考/別名	G15; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-アルファ; AGPAT1
種	ヒト
GeneID	10554
免疫原	ヒトAGPAT1 (NP_006402.1) のアミノ酸204-283に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99943
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ