

Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Agpat2ポリクローナル抗体 - O15120

商品番号: CM0030364

前書き

ヒトAGPAT2（1-アシルグリセロール-3-リン酸O-アシルトランスフェラーゼベータ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応し、脂質代謝および脂肪萎縮症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	AGPAT2 ウサギ pAb
別名	BSCL; BSCL1; LPAAB; LPLAT2; 1-AGPAT2; LPAAT-beta; AGPAT2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10555
GeneID	10555
免疫原	ヒトAGPAT2（NP_006403.2）のアミノ酸199～278番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15120
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤梱包