

Anti-Agpat4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nrz5

商品番号: CM0021319

前書き

ヒトAGPAT4に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスを検出。リン脂質生合成、リゾホスファチジン酸アシルトランスフェラーゼ活性、および脂質代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	AGPAT4 ウサギ pAb
備考/別名	LPAAT4; LPLAT4; I-AGPAT4; dJ473J16.2; LPAAT-delta; AGPAT4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56895
GeneID	56895
免疫原	ヒトAGPAT4 (NP_064518.1) のアミノ酸270-378内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NRZ5
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ