

Wb、If/Icc、Elisa用抗Agpsウサギポリクローナル抗体 - O00116

商品番号: CM0017742

前書き

ヒトAGPSを標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。
マウスと交差反応します。ペルオキシソームのエーテル脂質合成研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGPSウサギpAb
備考／別名	ADAS、ADPS、RCDP3、ADAP-S、ADHAPS、ALDHPSY、AGPS
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8540
遺伝子ID	8540
免疫原	ヒトAGPS（NP_003650.1）のアミノ酸379～658に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00116
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ