

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Agrinウサギポリクローナル抗体 - O00468

商品番号: CM0023168



前書き

ヒトAgrinに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのAgrinを検出。神経筋接合体、軟骨、シナプス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGRIN ウサギ pAb
備考/別名	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	375790
GeneID	375790
免疫原	ヒト AGRN (NP_940978.2) のアミノ酸30-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00468
タンパク質分子量	217kDa
輸送	保冷バッグ