

Anti-Agtr2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P50052

商品番号: CM0011544



前書き

ヒトAGTR2由来の合成ペプチドを免疫原とするAnti-AGTR2 Rabbit Monoclonal Antibody (WB, ELISA)。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アンジオテンシンII受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGTR2 Rabbit mAb
備考/別名	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
種	ヒト
遺伝子ID	186
免疫原	合成ペプチド ヒトAGTR2 (P50052) のアミノ酸264-363領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50052
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ