

WbおよびElisa用抗Agtr2ウサギポリクローナル抗体 - P50052

商品番号: CM0021179



前書き

ヒトAGTR2（アンジオテンシンII 2型受容体）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。血管収縮、細胞増殖抑制、GPCRシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGTR2 Rabbit pAb
備考／別名	AT2, ATGR2, MRX88, AGTR2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	186
遺伝子ID	186
免疫原	合成ペプチド ヒトAGTR2（NP_000677.2）のアミノ酸150～250に相当する配列内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50052
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ