

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Agxt ウサギ ポリクローナル抗体 - P21549

商品番号: CM0025359



前書き

ヒトAGXT（アラニン-グリオキシル酸アミノトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。グリオキシル酸解毒に関与する43kDaのペルオキシソームタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AGXT ウサギ pAb
備考/別名	AGT; PH1; SPT; AGT1; SPAT; TLH6; AGXT1; Ser-PyrAT; AGXT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	189
GeneID	189
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21549
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ