


Wb、Elisa用Anti-Aha1モノクローナル抗体 - O95433

商品番号: CM0008673



前書き

ヒトAHA1/p38（HSP90 ATPase活性化因子）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。シャペロンおよびストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHA1 Rabbit mAb
備考/別名	p38, AHA1, hAha1, C14orf3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10598
遺伝子ID	10598
免疫原	合成ペプチド：ヒトAHA1（O95433）のアミノ酸239-338領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95433
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ