


## Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Ahcyウサギポリクローナル抗体 - P23526

商品番号: CM0029359



## 前書き

AHCYウサギポリクローナル抗体（SAHH）は、ヒト、マウス、ラットに対してWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。標的はアデノシルホモシステイナーゼ、分子量48

kDaで、1炭素代謝研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | AHCY ウサギpAb                                            |
| 別名          | SAHH; adoHcyase; AHCY                                  |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 191                                                    |
| GeneID      | 191                                                    |
| 免疫原         | ヒトAHCY (NP_000678.1) のアミノ酸253～432番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用アッセイ      | WB、IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | P23526                                                 |
| タンパク質分子量    | 48kDa                                                  |
| 配送方法        | 保冷剤                                                    |