

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ahrポリクローナル抗体 - P35869

商品番号: CM0014386



前書き

ヒト Aryl hydrocarbon receptor (AHR)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。異物代謝、免疫、および概日リズムの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHR Rabbit pAb
備考/別名	RP85; bHLHe76; AHR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	196
GeneID	196
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35869
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスバッグ