

Wb、Elisa用抗Ahrラビットモノクローナル抗体 - P35869

商品番号: CM0009038



前書き

WBおよびELISA用の高品質AHRラビットモノクローナル抗体。ヒト芳香族炭化水素受容体（bHLHe76、P35869）を標的とします。異生物応答、がん、および概日リズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHR Rabbit mAb
備考/別名	RP85; bHLHe76; AHR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	196
GeneID	196
免疫原	ヒトAHR (NP_001612.1) のアミノ酸619-848に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35869
タンパク質分子量	96kDa
配送	氷袋