

WbおよびElisa用抗Ahrウサギポリクローナル抗体 - P30561

商品番号: CM0029345



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで試験済みの抗AHRウサギポリクローナル抗体です。生体異物代謝、免疫、概日リズムに関与するリガンド活性化転写因子であるマウスAHRを認識します。癌および毒性学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHR Rabbit pAb
別名	Ah; In; Ahh; Ahre; bHLHe76
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	196
GeneID	11622
免疫原	マウスAHR (NP_038492.1) のアミノ酸706-805番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P30561
タンパク質分子量	95 kDa
輸送方法	氷袋