

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Ahr Rabbit Polymab®モノクローナル抗体 - P35869

商品番号: CM0007128



前書き

ヒトアリール炭化水素受容体（AHR、bHLHe76）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。異生物応答、概日リズム、およびがんの研究に最適です。96 kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AHR Rabbit PolymAb®
備考/別名	RP85; bHLHe76
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	196
遺伝子ID	196
免疫原	ヒト AHR Rabbit PolymAb® (NP_001612.1) のアミノ酸619-848に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35869
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスバッグ